



# Centrum Zdrowia Małych Zwierząt

KLINIKA CZYNNĄ CAŁĄ DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU

00-753 Warszawa  
Telefon: 22 841 40 22; 22 841 44 40;

Bezpośrednia radiografia cyfrowa

## Karta informacyjna wizyty

### Właściciel

## DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

### Zwierzę

#### Wypadek Pies

Gatunek: pies

Rasa: Mieszaniec

Płeć: samiec

Wiek: 6 lat i 1 miesiąc

Oznakowanie:

Maść: czarna podpalana

### Opis wizyt

02/12/2015 11:57: Badania diagnostyczne

#### Wyniki badań diagnostycznych:

##### USG

Data badania: 02/12/2015

Opis zmian (OPIS\_ZM\_US): Badanie usg j brzusznej:

Watroba niepowiększona, brzegi odc w niewielkim st pofałdowane, echogeniczność miąższu nieznacznie niejednorodna, komponenta pozapalna, przewlekła. Bez cech nasilonego zapalenia miąższu, bez zmian ogniskowych/rozrostowych. Pecherzyk żółciowy wypełniony aechogennie, torebka bez zmian, wewn pojedyncze zageszczenia echogene żółci, bez zalegania osadu. Ukl żółciowy nieposzerzony. W ok przywnkowej niewidoczne zmienione ww chłonne, w srodbzruszu, w ok korzenia krezki, zauważalne pojedyncze ww chłonne, zmienione zapalnie/pozapalnie przewlekłe, echogeniczności nieznacznie zmniejszonej. Wzły chłonne zaotrzewnowe, wzdłuż aorty, w ok biodrowej przysrodkowej, wyraźnie ciągle reaktywne zapalnie przewlekłe, echogeniczności nieznacznie mieszanej, do gr ok 10-11mm. Komponenta niewielkiego nacieku zapalno/pozapalnego przewlekłego w ok ww chłonnych.

Bez rozlania w j otrzewnej. Ok posłedzionowa bez wyraźnych zmian, rozpulchnienie pozapalne sieci/tk tłuszczowej.

Bez wolnego płynu aechogennego w j otrzewnej. Bez zastoju w krzeniu żylnym miąższowym, w łożysku naczyniowym.

Płaty trzustkowe przewlekłe pogrubiałe, echogeniczności wzmożonej, do gr ok 20-22mm, brzegi pofałdowane, komponenta pozapalnego zatarcia z ok k tłuszczowa. Przebudowa miąższu pozapalna przewlekła.

Przewód pokarmowy wypełniony treścią pokarmową, echogenna, upłynnioną, dużego st zgazowanie, na całej dł, niejednorodnie. W j grubym masy echogenne, uformowane, cien akustyczny. Światło przew pok bez niedroznosci, perystaltyka przyspieszona. Ściana widocznych odc żoładka, ok dna, przedodźwiernikowo pofałdowana, komponenta rozpulchnienia warstwy śluzowej, stan zapalno/pozapalny przewlekły, gr ściany żoładka do ok 7-9mm, w pofałdowaniach, w ok tuż przed i odźwiernikowej ok 5,8-6mm. Niewielkiego stopnia zapalne/pozapalne zatarcie strukturalności. Przez dwunastnicę, j cienkie na dalszej dł ściana bez zmian, zachowana strukturalność. Ok ujścia bso, ściana j grubego bez wyraźnych zmian.

Nerki wielkości, kształtu zachowanego prawidłowo, ok 82-83x46-47mm, strukturalność kora rdzeń zachowana prawidłowo, echogeniczność miąższu o niewielkiej niejednorodności, szereg po str prawej, wzmożona.

Komponenta podrażnienia, pozapalna przewlekła, bez cech nasilonego zapalenia miąższu, bez zastoju, nieposzerzone miedniczki, zatoki nerkowe, ok moczowodów bez zmian. Niezauważalne wewn mineralizacje. Nadnercza bez zmian, sr ok 7mm.

Pecherz moczowy wypełniony aechogennie, w b niewielkim stopniu, ściana pofałdowana, wyraźnie pogrubiała i głównie rozpulchniona warstwa śluzowa, cechy zapalenia przewlekłego. Gr ściany do ok 7-8mm, gr warstwy śluzowej ok 5,5-5,7-6mm, zatarcie zapalne strukturalności. Bez zmian rozrostowych, wewn przysciennie zageszczenia tkankowe, echogenne, niewielka il osadu, niezauważalne mineralizacje.

Widoczna ok ujścia, cewka moczowa bez poszerzenia. Prostate bez zmian, ok 28-29x29mm, miąższ bez zmian.

Jadro prawe wnetrzkowe, na zewnątrz j otrzewnej, poza kanałem pachwinowym, w ok przedmosznowej.

Echogeniczności zmniejszonej, w wielkości ok 33x17mm, najdźrze bez zmian. Jadro lewe w mosznie, bez zmian, ok 37x22mm, najdźrze bez zmian.

Kontrolne bad usg w zależności od stanu klin psa.

#### Zabiegi

BADANIE USG VII

Zarejestrował: specjalista radiolog Anna Złot, specjalista radiolog

02/12/2015 12:09: Badanie

**Opis badania:**

waga 28 kg

Na razie wydaję ab na 5 dni, dalej wg posiewu

**Zabiegi**

WIZYTA\_KOLEJNA

POJEMNIK NA MOCZ/KAŁ 2

**Zalecenia:**

- 1) Clavaseptin 500mg - 3/4 tabletki 2x dziennie przez min tydzień, zaczynamy podawać po badaniu moczu
  - 2) Urinonet - 3x dziennie po 1 tabletkce
  - 3) Trilac - 1 kapsułka dziennie do końca przyjmowania antybiotyku
  - 4) Badanie moczu - ogólne plus ew. posiew
  - 5) Badanie kału - próbki zbierane trzykrotnie co drugi dzień, do przyniesienia do lecznicy przechowywane w lodówce. Badanie ogólne plus ew. Giargia
  - 6) Dalsze decyzje po wynikach badania moczu i kału
- Zarejestrował: Monika Skawina

---

Podpis lekarza weterynarii